

## 使用上の注意

- ① 身につけているアクセサリー、貴金属類は外し、携帯電話などの電子機器にも触れないようにしてください。
- ② 直射日光による赤い斑点、腫れ、かゆみ、刺激などの異常がある場合には使用しないでください。
- ③ 傷がある部位、湿疹や皮膚炎などの異常がある部位には使用しないでください。
- ④ 使用中に極度の赤みやかゆみ、刺激、斑点などの症状がでた場合は施術を中止し、お医者様にご相談ください。
- ⑤ 過度なレベル、同じ個所への長時間の施術はお止めください。(火傷や怪我、体調不良の原因となります。)
- ⑥ サーマルフラクショナルの施術は、お肌表面に水分が残っていない状態で行ってください。
- ⑦ サーマルフラクショナルの施術は、重ねての照射はおやめください。
- ⑧ フェイシャルトリートメントをした場合、別途のディープクレンジングは避けてください。お肌のトラブルの原因になることがあります。
- ⑨ レベルは必ず1からスタートし、体感に合わせ徐々にレベル上げてご使用ください。
- ⑩ 通院している方、常用薬を服用されている方は、かかりつけのお医者様にご相談されてからトリートメントを行ってください。

## 禁忌事項

- ① バスト、まぶたの上、整形手術を行っている箇所、脱毛直後
- ② 刺青、タトゥーが入っている箇所
- ③ ペースメーカーなどの医療機器を装着されている方
- ④ 体に金属が入っている方(ボルトなど)
- ⑤ てんかんの方
- ⑥ 局所性、全身性ステロイド系、非ステロイド系抗炎症薬の使用をしている方
- ⑦ ケロイド体質の方
- ⑧ 皮膚に怪我や腫れ、炎症などのトラブルがある方
- ⑨ 妊婦または妊娠の可能性のある方、授乳中の方
- ⑩ 飲酒、泥酔している方、疲労感が強い場合